

## FIL611 PVT

Lente idrofilica multifocale torica customizzata. Raggruppa le caratteristiche tecniche delle lenti torica e multifocale, offrendo la possibilità di correggere simultaneamente astigmatismi associati presbiopia in maniera semplice (Real Axys Technology) e prevedibile. Viene fornita con una lente gemella e indicazioni per agevolare l'impianto.

Customized toric multifocal hydrophilic lens. Combines the technical characteristics of toric and multifocal lenses, providing simultaneously the correction of astigmatism associated with presbyopia in a simple (Real Axys technology) and predictable approach. It comes with a spare lens and a technical design to facilitate implantation.


<b>Diametro ottico</b> Optic diameter	6.0 mm
<b>Diametro totale</b> Total diameter	11.80 mm
<b>Angolazione ansa</b> Haptic angulation	5°
<b>Bordo dell'ottica</b> Edge design	Square edge sul retro ansa e zona ottica
<b>Diametro incisione</b>	2.0 a 3.0 mm
<b>Materiale</b> Material	Acrilato pieghevole con 25% H <sub>2</sub> O e filtro UV
<b>Indice di rifrazione</b> Refractive index	1,461 (546 nm - 20°C Hydrated)
<b>Gamma poteri</b> Diopter range	da +9.00 D a +26.00 D (step 0.25 D)
<b>Cilindro</b> Cylinder	da +1.00 D a +6.00 D (step 0.25) axes 0-180
<b>Costante A consigliata</b> Recommended A constant	118.7
<b>Iniettore consigliato</b> Recommended injector system	Medicel Accuject
<b>Compatibile con cartridge</b> Recommended cartridge	2.1 per incisioni di 2.5 mm

### PARAMETRI PER BIOMETRO OTTICO


Costante IOL SRK/T	119.1
Costante IOL SRKII	119.2
Costante A biometria immersione:	119.0
Formula di Holladay I:	costante SF 1.90
Formula di Haigis:	costante a0: 0.051 costante a1: 0.140 costante a2: 0.197
Formula Hoffer Q e Holladay II:	costante pACD 5.68

# FIL611 PVT

REAL AXYS TECHNOLOGY



Esempio di lente con cilindro a 60°.



## NOTE

Fare particolare attenzione al corretto posizionamento della lente verificando il verso delle tacche di orientamento ([front view](#)).

Pay particular attention to the correct positioning of the lens, check the direction of the orientation marks ([front view](#)).