

SET LENTI DI PROVA
cerchio in plastica contenute in valigia di alluminio
MEDIWORKS WD-232



Sfere

34 paia negative e positive

0.12

da 0.25 a 4.00 per 0.25D

da 4.50 a 7.00 per 0.50D

da 8.00 a 16.00 per 1.00D

da 18.00 a 20.00 per 2.00D

Cilindri

19 paia negative e positive

0.12

da 0.25 a 3.50 per 0.25D

da 4.00 a 5.00 per 0.50D

6.00

Prismi

10 pz. da 1° a 10°

Accessori

10 pz. (filtro rosso e verde, fessura stenopeica, foro, occlusore, smerigliato, maddox, 2 lenti crociate, neutro) - diametro della lente 26 mm.