

## DESCRIZIONE DELLALENTE

Nome commerciale: **PROYAL Bandage**  
Tipologia di lente: **LENTE INDICATA PER BENDAGGI OCULARI**  
Confezione: **5 lenti in blister**  
Sistema di produzione stampaggio  
Materiale Metafilcon A  
Uv Absorber si  
Idrofilia 55%  
DK/T 20.0  
Geometria Asferica ad Alta Definizione  
Curva 8.90  
Diametro 14.20 mm  
Potere sferico 0,00  
Colore Blue Tint  
**CND: Y210309**

### Tabella applicativa consigliata

La geometria della Proyal Bandage può essere applicata su quasi tutta la totalità delle cornee, considerando comunque un range di curvatura corneale tra 7.60mm e 8.30mm.



Le lenti a contatto PROYAL Bandage<sup>TM</sup> sono indicate per facilitare i processi di ripitelizzazione corneale e nei casi in cui si renda necessaria un'azione protettiva della superficie oculare. La durata di utilizzo deve essere prescritta dal medico oculista.

Aimino G. - Francone L. - Gaida C. - I.R.I.O. - Istituto di Ricerca in Oftalmologia - Ivrea studio effettuato in associazione del prodotto "**Ekistil gocce oculari**".